



 **EXTRASAFE** TM 

&  **MyGoodBlock** TM 

**SISTEMA DI CANNULE E MANIPOLO
PER PROCEDURE MECCANICHE MANUALI
DI ESTRAZIONE ENDOVASCOLARE
DI CATETERI CARDIACI**

 **FIAB** [®] 



Il marker radiopaco presente lungo tutta la cannula ne assicura un'ottima visibilità in fluoroscopia e ne consente l'orientamento durante l'uso.

Cannule

 **EXTRASAFE**™

Realizzate in PA 12, le cannule coniugano una eccellente flessibilità con un ottimo controllo di torsione e capacità di scivolamento.

Il codice-colore consente una identificazione immediata delle misure.



3 LUNGHEZZE
DISPONIBILI

7 DIFFERENTI
DIAMETRI

5 SET TELESCOPICI
PER SODDISFARE
TUTTE LE ESIGENZE
DEI CLINICI.

CE
2797



Lo speciale **taglio "doppio"** della punta a becco di flauto delle cannule - protetto da brevetto - consente una maggiore efficienza di taglio nelle manovre di avanzamento e rotazione.



CANNULE SINGOLE

Colore	Diametro interno		Diametro esterno		Lunghezze disponibili mm	REF
	Fr	mm	Fr	mm		
BLU	7	2,3	9,5	3,1	380	F3070/A01
					460	F3070/B01
					700	F3070/C01
GIALLO	8,5	2,8	11	3,6	380	F3085/A01
					460	F3085/B01
					700	F3085/C01
VERDE	10	3,4	12	4,0	380	F3100/A01
					460	F3100/B01
					700	F3100/C01
BIANCO	11,5	3,8	13,5	4,5	380	F3115/A01
					460	F3115/B01
					700	F3115/C01
ARANCIO	13	4,3	15	5,0	380	F3130/A01
					460	F3130/B01
					700	F3130/C01
GRIGIO	14,5	4,8	17	5,5	380	F3145/A01
					460	F3145/B01
					700	F3145/C01
ROSA	16	5,3	18	6,0	380	F3160/A01
					460	F3160/B01
					700	F3160/C01


SET TELESCOPICI

Cannula interna		Cannula esterna		REF
Blu	L=460mm	Verde	L=380mm	F3070/K3100-BA01
Verde	L=460mm	Arancio	L=380mm	F3100/K3130-BA01
Arancio	L=460mm	Rosa	L=380mm	F3130/K3160-BA01
Giallo	L=460mm	Bianco	L=380mm	F3085/K3115-BA01
Bianco	L=460mm	Grigio	L=380mm	F3115/K3145-BA01

CE
2797

EXTRA SAFE™

Manipolo



MyGoodBlock™

Il manipolo MyGoodBlock™ garantisce un **appropriato e sicuro serraggio** meccanico delle cannule in modo da ottenere il corretto trasferimento delle forze applicate dall'operatore. La forma, le dimensioni, il peso e il bilanciamento del manipolo, così come il grip antiscivolo dell'impugnatura, sono caratteristiche accuratamente studiate e concorrono all'ottimale controllo delle cannule.



*Sviluppato per utilizzo con le cannule **ExtraSafe™** è comunque compatibile con tutte le cannule in polipropilene e PTFE*

Due modelli assicurano la compatibilità con una vasta gamma di cannule

MODELLO	F1703/MGB-1	F1703/MGB-2
MATERIALE MANICO	Poliossimetilene	
MATERIALE GHIERA	PEEK	
MATERIALE DEL MANDRINO DI SERRAGGIO	ACCIAIO AISI	
DIAMETRO SERRAGGIO (per compatibilità con cannule)	7.0 Fr a 13 Fr	da 11.5 Fr a 16 Fr

CE
2797