

DIVISIONE INDUSTRIALE



ECG pag. 5

Elettrodi periferici a pinza	pag. 5
Elettrodi precordiali a ventosa	pag. 5
Elettrodi periferici a piastra	pag. 6
Fasce in para ferma-elettrodi	pag. 6
Elettrodi volanti	pag. 6
Dischetti biadesivi per Holter	pag. 7
Cavetti di collegamento per Holter	pag. 7
Elettrodi monouso pregellati	pag. 8
Elettrodi monouso con cavetto	pag. 10
Adattatori per elettrodi monouso	pag. 11
Cavetti di collegamento	pag. 11
Cavi paziente per ECG	pag. 12

Neurologia pag. 15

Elettrodi a coppetta	pag. 15
Aghi concentrici per EMG	pag. 16
Accessori per EEG/EMG	pag. 16

Elettrochirurgia pag. 17

Manipoli monouso con comando manuale	pag. 17
Manipoli monouso con comando a pedale	pag. 18
Piastre monouso pregellate (elettrodi neutri)	pag. 19
Pinze di collegamento per piastre monouso	pag. 21
Manipoli riutilizzabili	pag. 22
Piastre riutilizzabili (elettrodi neutri)	pag. 24
Pinze di collegamento per piastre riutilizzabili	pag. 24
Adattatori riutilizzabili	pag. 25
Elettrodi monouso sterili, in tungsteno e con rivestimento in titanio	pag. 26
Elettrodi monouso sterili con rivestimento in teflon	pag. 27
Elettrodi monouso sterili a cappio	pag. 27
Elettrodi riutilizzabili	pag. 28
Spugnetta abrasiva pulisci elettrodi e prolunghe	pag. 29
Fondina portamanipolo	pag. 29
Elettrocauteri	pag. 30
Neuropacer	pag. 33

Ossigenoterapia pag. 34

Maschere per ossigenoterapia - Aerosolterapia	pag. 34
Cannule nasali, occhiali ed accessori per ossigenoterapia	pag. 36
Gorgogliatori e kit per ossigenoterapia	pag. 37

Gel ECO ed ECG pag. 38

Gel elettroconduttore	pag. 38
Gel ECO ad alta conduttività per ultrasuoni	pag. 39

Fisioterapia - Tens pag. 40

Elettrodi monopaziente in tessuto conduttivo e foam	pag. 40
Elettrodi monouso in Foam ed Alluminio	pag. 42
Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo	pag. 42
Adattatori	pag. 43
Tasche porta elettrodi per elettrodi riutilizzabili	pag. 45
Fasce elasticizzate ferma elettrodi	pag. 45

I marchi, i modelli ed i nomi commerciali citati nel presente documento appartengono alle aziende proprietarie dei relativi marchi modelli e nomi depositati

Le informazioni relative ai prodotti contenuti nel presente catalogo non sostituiscono quanto riportato sulle schede tecniche dei diversi dispositivi; si raccomanda di consultare queste ultime per ottenere indicazioni e dati più completi.

Elettrodi ed accessori riutilizzabili per elettrocardiografia

Elettrodi periferici a pinza



versione adulti

- F9024SSC** con parte metallica conduttiva in Ag/AgCl
- F9024NI** con parte metallica conduttiva nichelata
- F9024OSSC** versione pazienti sovrappeso con parte metallica conduttiva in Ag/AgCl



versione pediatrica

- F9023SSC** con parte metallica conduttiva in Ag/AgCl
- F9023NI** con parte metallica conduttiva nichelata

Elettrodi precordiali a ventosa



campana in Ag/AgCl

- F9008SSC** diametro 15 mm
- F9009SSC** diametro 24 mm
- F9016SSC** diametro 30 mm

campana in metallo nichelato

- F9009NI** diametro 24 mm

campana in gomma e captatore metallico in Ag/AgCl

- F9002SSC** diametro 24 mm
- F9003SSC** diametro 30 mm

campana in gomma e captatore metallico nichelato

- F9002NI** diametro 24 mm
- F9003NI** diametro 30 mm

Elettrodi ed accessori riutilizzabili per elettrocardiografia



Elettrodi periferici a piastra

F9010SSC	in Ag/AgCl	versione adulti
F9010PSSC	in Ag/AgCl	versione pediatrica



Fasce in para ferma-elettrodi

F9011PG	fascia in para altezza 24mm, lunghezza 480mm - serie di fori
PG905/5	fascia in para altezza 24mm, 1 serie di fori - lunghezza 500mm
PG905/3	fascia in para altezza 24mm, 1 serie di fori - lunghezza 350mm
PG913/15	fascia in para altezza 100mm, lunghezza 1500mm 6 serie di fori
PG905/99	bottone atraumatico di chiusura per fasce in para

Elettrodi volanti



F9028	elettrodo pediatrico in Rame/Berillio, Ø 12 mm, con cavetto lunghezza 28 cm e terminale femmina Ø 4mm
F9029	elettrodo adulti in Rame/Berillio, Ø 20 mm, con cavetto lunghezza 28 cm e terminale femmina Ø 4 mm
F9029Q	elettrodo adulti in Rame/Berillio, Ø 25 mm, con cavetto lunghezza 28 cm e terminale femmina Ø 4mm
F9029/60	elettrodo adulti in Rame/Berillio, Ø 20 mm, con cavetto lunghezza 60 cm e terminale femmina Ø 4 mm


Elettrodi ed accessori riutilizzabili per elettrocardiografia

Dischetti biadesivi per Holter



F9026C	Ø esterno 30mm; Ø interno 14mm
F9026D	Ø esterno 30mm; Ø interno 10mm
F9026F	Ø esterno 20mm; Ø interno 8mm

Cavetti di collegamento per Holter



cavetto di collegamento con connessione a clip e terminale di sicurezza DIN 1.5mm

F9022D	lunghezza 60 cm
F9052D	lunghezza 90 cm
F9032D	lunghezza 120 cm

cavetto di collegamento con connessione a clip e terminale maschio di sicurezza 2mm

F9052S	lunghezza 80cm
---------------	----------------

Kit composti da più cavetti

F9022D	nei vari colori
F9022D/KIT3	tre cavetti colori rosso, verde, giallo
F9022D/KIT5	cinque cavetti colori rosso, verde, giallo, nero, bianco
F9022D/KIT7	sette cavetti colori rosso, verde, giallo, nero, blu, bianco arancio
F9022D/KIT8	otto cavetti colori rosso, verde, giallo, nero, bianco, marrone, blu e viola

Elettrodi monouso per monitoraggio e diagnostica ECG

La pluriennale esperienza nella produzione di elettrodi da ECG ha portato FIAB ad avere una gamma più che completa di elettrodi monouso, che include prodotti specificatamente studiati per procedure di emergenza, monitoraggio sia a breve sia a lungo termine, Holter, test da sforzo, telemetria, monitoraggio in Sala Operatoria, ecc. Tutti i modelli di elettrodi infatti, anche quelli pediatrici e neonatali, sono dotati di un gel adesivo anallergico formulato specificatamente per garantire un forte potere adesivo pur consentendo, dopo l'uso, un distacco facile ed indolore dalla cute, e riducendo in modo estremamente significativo il rischio di irritazione cutanea.

Elettrodi monouso pregellati

elettrodo in foam pregellato con gel liquido,
sensore in Ag/AgCl e connessione a clip decentrata

F2017 versione adulti - diametro 50 mm



F2017



F9047/4F



F9047/4FL



F9067



F9049/100

elettrodo in foam pregellato, sensore in Ag/AgCl

F9047/4F elettrodo 28x44 con gel solido.
Connessione a spinotto 4mm maschio;
consente l'attacco diretto agli spinotti
standard 4mm dei comuni cavi da ECG,
evitando l'uso degli adattatori

F9047/4FL elettrodo 28x44 con gel liquido.
Connessione a spinotto 4mm maschio;
consente l'attacco diretto agli spinotti
standard 4mm dei comuni cavi da ECG,
evitando l'uso degli adattatori

F9049/100 elettrodo 34x51 - versione adulti

elettrodo in foam pregellato con gel liquido,
sensore in Ag/AgCl e connessione a clip

F9067 versione adulti
dimensioni 48x50 mm

F9047 elettrodo 32x44 con gel liquido,
connessione a clip

F9089GL elettrodo 42x45 con gel liquido
e connessione a clip

elettrodo in foam pregellato con gel solido,
dotato di captatore in fibra di carbonio-
Radiotrasparente e amagnetico.
Connessione a clip

F9069RM versione adulti - dim. 42x45mm

F9069PRM versione pediatrica - dim 32x36mm

F9069NRM versione neonatale - diametro 26 mm

F9046RM elettrodo universale 28x44 - adulti
e pediatrico -

elettrodo in foam pregellato con gel solido,
dotato di captatore in Ag/AgCl, connessione a clip

F9060 versione adulti - dim. 50x48 mm

F9060P versione pediatrica - Ø 40 mm

F9046 elettrodo universale 28x44 - adulti
e pediatrico



F9047



F9089GL



F9060



F9069RM



F9060P



F9046

Elettrodi monouso per monitoraggio e diagnostica ECG



F9089/100



F9089P/100



F9079/100



F9079P/100



F2080



F2080/60

Elettrodi monouso pregellati

elettrodi ovali in foam pregellati con gel solido, dotati di captatore in Ag/AgCl e connessione a clip

F9089/100 versione adulti - 36x40

F9079/100 versione adulti - 36x40

F9089P/100 versione pediatrica - 32x36

F9079P/100 versione pediatrica - 32x36

elettrodo circolare in TNT pregellato con gel solido dotato di captatore in Ag/AgCl e connessione a clip

F2080 versione adulti - Ø 50 mm

F2080P versione pediatrica - Ø 40 mm

F2080/60 versione adulti - Ø 60 mm



PG10C

elettrodo circolare in foam di dimensioni ridotte, pregellato con gel solido dotato di captatore in Ag/AgCl - connessione a clip

PG10C Ø 26 mm

elettrodo "a francobollo", pregellato con gel solido, particolarmente indicato per monitoraggio di breve durata (pronto-soccorso); si collega ai cavi da ECG attraverso un opportuno terminale a coccodrillo.

F3001ECG dim. 34x23 mm

F3001NECG dim. 34x13 mm



F3001ECG




F3001NECG

Elettrodi monouso con cavetto per monitoraggio e diagnostica ECG

Gli elettrodi presentano caratteristiche tecniche che li rendono affidabili anche nel medio e lungo monitoraggio; pregellati e realizzati sia in Foam sia in TNT, con cavetto di collegamento di varie lunghezze e tipologie di connettore, sono prodotti anche nella versione Radiotrasparente e disponibili per pazienti adulti, pediatrici, neonatali e prematuri.

La segreteria commerciale è a disposizione per maggiori informazioni e per produrre le schede tecniche di riferimento .



Accessori per monitoraggio e diagnostica ECG



Adattatori per elettrodi monouso

adattatori per la connessione tra elettrodi a clip e cavi dotati di terminali a banana 4 mm.

PG-922/4TR	rosso
PG-922/4TN	nero
PG-922/4TV	verde
PG-922/4TG	giallo
PG-922/4TB	bianco
PG-922/4Kit	Kit composto da 6 adattatori bianchi, 1 nero, 1 rosso, 1 verde e 1 giallo



adattatore a "coccodrillo" con presa 4mm femmina, rende possibile la connessione di un cavo ECG con terminali "a banana" 4mm ad elettrodi con connessione a linguetta

F9019/R	colore rosso
F9019/N	colore nero

adattatore con presa femmina diametro 4mm ed attacco a clip e a linguetta

F9017W	bianco
--------	--------



adattatore con presa femmina diametro 4mm ed attacco a pinzetta

F9017/4PW	bianco
-----------	--------

Cavetti di collegamento



F8750	cavo per telemetria compatibile con Mortara H12 e H12+ X12 e X12+
F8751	cavo per telemetria compatibile con Surveyor S4
F9022F4	lunghezza 60cm, connessione a clip, terminale femmina diametro 4mm
F9022F2	lunghezza 60cm, connessione a clip, terminale femmina diametro 2mm
F9022M4	lunghezza 60cm, connessione a clip, terminale maschio diametro 4mm
F9022M2	lunghezza 60cm, connessione a clip, terminale maschio diametro 2mm
F9022M2E	lunghezza 60cm, connessione a clip, terminale maschio diametro 2mm "elastico"

Cavi paziente per ECG



La vasta gamma di cavi prodotta da FIAB prevede modelli con terminale maschio 4 mm, terminale a clip, o terminale a pinzetta, provvisti o meno di connettore; i connettori disponibili consentono la compatibilità con i principali modelli di elettrocardiografi presenti sul mercato (è disponibile, su richiesta, un elenco esplicativo dei connettori).

Per ogni modello di cavo è prevista la versione con o senza protezione dalle scariche da defibrillazione; sono inoltre presenti nella gamma molti cavi dotati di scatola pressofusa





Cavi paziente con scatola ispezionabile

Cavi paziente per ECG con scatola ispezionabile con derivazioni intercambiabili disponibili con terminali a spinotto 4 mm, con clip o con pinzetta



Cavi paziente con scatola pressofusa

Cavi paziente per ECG con scatola pressofusa. Disponibili solo con spinotto 4 mm



	ASPEL BIONET BTL CARDIOLINE CARDIOTEK CARDIORAPID DR.LEE ELETTRONICA TRENITINA EDAN	ESAOTE HP INNOMED KONTRON MORTARA NIHON KONDEN PROGETTI SCHILLER MACQUAIRE		CARDIOLINE CARDIETTE
	BOSCH CAMBRIDGE KENZ NIHON KOHDEN PICKER			ESAOTE
	BOSCH CUSTO MED GMBH HELLIGE SIEMENS			ESAOTE
	BURDICK / QUINTON SIEMENS			FUKUDA DENSHI
	BURDICK / QUINTON SIEMENS			FUKUDA DENSHI
	BURDICK / QUINTON			HELLIGE MARQUETTE
	CARDIOLINE KENZ			MORTARA

Per individuare il codice dei cavi compatibili con i modelli delle marche menzionate nella tabella di cui sopra è disponibile una lista di compatibilità da richiedere all'ufficio commerciale



F8974



F8974P



F8973/4KIT



F8901

Elettrodi a ponte

F8974	Ag/AgCl, per adulti connessione femmina ø 2 mm
F8974P	Ag/AgCl, pediatrici connessione femmina ø 2 mm
F8975	Ag/AgCl, per adulti connessione maschio ø 2,5 mm

Accessori per elettrodi a ponte


F8973/4KIT	kit ricambi, per adulti (*)
F8973/4PKIT	kit ricambi, pediatrico (*)
F8901/1	cavo di collegamento, L=100 cm, da coccodrillo a maschio 2 mm TP
F8901/2	cavo di collegamento, L=100 cm, da coccodrillo a femmina 1,5 mm TP
F8901/3	cavo di collegamento, L=100 cm, da maschio elastico 2 mm a femmina 1,5 mm TP

(*) Ciascun kit è composto da un cono, 100 covers in cotone e 100 anelli di gomma

ELETTRODI A COPPETTA



F8911/LCS



F8911/LCG

Elettrodi riutilizzabili in Ag/AgCl (clorurati)

F8911/LCS	Ag/AgCl, D=10 mm, L=150 mm, femmina 1,5 mm DIN, con cavo termo-saldato
F8911P/LCS	Ag/AgCl, D=6 mm, L=150 mm, femmina 1,5 mm DIN, con cavo termo-saldato

Elettrodi riutilizzabili in Ag/Au (dorati)

F8911/LCG	Ag/Au, D=10 mm, L=150 mm, femmina 1,5 mm DIN, con cavo termo-saldato
-----------	--

AGHI CONCENTRICI E ACCESSORI PER EMG



SERIE F8990



F8995/Ni



F9055N/150

Elettrodi in Acciaio medico / Titanio

F8990/25-35	L=25 mm, D=0,35 mm, grigio scuro
F8990/30-35	L=30 mm, D=0,35 mm, bianco
F8990/25	L=25 mm, D=0,45 mm, nero
F8990/30	L=30 mm, D=0,45 mm, verde
F8990/37	L=37 mm, D=0,45 mm, azzurro
F8990/40	L=40 mm, D=0,45 mm, rosso
F8990/45	L=45 mm, D=0,45 mm, giallo
F8990/50	L=50 mm, D=0,45 mm, grigio chiaro
F8990/65	L=65 mm, D=0,55 mm, neutro

Cavo

F8995/Ni	cavo per aghi concentrici lunghezza 100 cms con DIN a 5 poli compatibili con tutti modelli Nihon Kohden, Myto Eb Neuro, natus, Cadwell, Carefusion e tutti i modelli Micromed.
F8995/Ni-200	cavo per aghi concentrici lunghezza 100 cms con DIN a 5 poli compatibili con tutti modelli Nihon Kohden, Myto Eb Neuro, natus, Cadwell, Carefusion e tutti i modelli Micromed Cavo lungo 2 mt

Elettrodi monouso per EEG/EMG in TNT, pregellati, con cavetto di collegamento

F9055/1	lunghezza cavetto 8 cm, 15x20, spinotto 1.0 mm
F9055/D	lunghezza cavetto 8 cm, 15x20, presa DIN 1.5 mm
F9055/120	lunghezza cavetto 120 cm, 15x20, presa DIN 1.5 mm cavetti colorati nero rosso e giallo
F9055N/120	lunghezza cavetto 120 cm, 18x24, presa DIN 1.5 mm cavetti colorati nero rosso e giallo
F9055/150	lunghezza cavetto 150 cm, 15x20, presa DIN 1.5 mm, cavetti colorati nero rosso e giallo
F9055N/150	lunghezza cavetto 150 cm, 18x24, presa DIN 1.5 mm, cavetti colorati nero rosso e giallo

Elettrodo di massa pregellati per EEG/EMG

PG470W/D150	lunghezza cavetto 150 cm, 35x45, presa DIN 1.5 mm
PG473W/D150	lunghezza cavetto 150 cm, 45x80, presa DIN 1.5 mm

Manipoli monouso

Manipoli monouso con comando manuale



manipolo comando manuale
taglio-coagulo tipo "rocker",
attacco tipo Valleylab,
con elettrodo a lato removibile, sterile

F4795 Lunghezza cavo 320 cm

F4795/5 Lunghezza cavo 500 cm



manipoli comando manuale con attacco
tipo Valleylab,
lunghezza cavo 320 cm, sterile

F4797	con elettrodo a lama rimovibile
F4797/WB	senza elettrodo

F4797A con elettrodo ad ago corto

F4797P con elettrodo a pallina corta

F4797L con elettrodo a lama lunga

F4797AL con elettrodo ad ago lungo

F4797PL con elettrodo a pallina lunga

F4797T con elettrodo a lama rivestita in titanio



manipolo comando manuale con attacco
tipo Valleylab, sterile

F4796	lunghezza cavo	320 cm
-------	----------------	--------

F4796/5 lunghezza cavo 500 cm



manipolo comando manuale con attacco
tipo Valleylab, sterile

F4794 lunghezza cavo 320 cm

F4794/5 lunghezza cavo 500 cm



manipoli comando manuale con attacco
tipo Valleylab,
lunghezza cavo 500 cm, sterile

F4797/5 con elettrodo a lama rimuovibile

F4797/5WB senza elettrodo

Set sterilizirani

F4798/H composto da F4798+F4545

F4797/75 composto da F4797+F7520

F4798/75H composto da F4798+F4545+F7520

F4798/HTEF composto da F4798+F4046TEF+F4545

manipolo comando manuale con attacco
tipo erbe 5 mm completo di elettrodo
a lama rimovibile sterile

F4797/ERB con cavo lunghezza 320 cm

F4797/5ERB con cavo lunghezza 500 cm

Manipoli monouso



Manipolo monouso con sistema di aspirafumi integrato

F4797/SE manipolo monouso con sistema aspirafumi integrato completo di due elettrodi a lama uno lungo e uno corto con relative cannuce

F4797SE/5 c.s con cavo lunghezza 5 metri

F4798SE/TEF manipolo monouso con sistema aspirafumi integrato, snodo a 360° gradi, elettrodo a LAMA con rivestimento in Teflon

F4798SE/5TEF c.s. con cavo lunghezza 5 metri

F4798SE/ATEF manipolo monouso con sistema aspirafumi integrato, snodo a 360° gradi, elettrodo ad AGO con rivestimento in Teflon



Manipoli monouso con comando a pedale

manipoli comando a pedale con attacco unipolare universale Ø 3,2 mm, lunghezza cavo 320 cm, sterile

F4390 con elettrodo a lama rimuovibile

F4390WB senza elettrodo

F4390A con elettrodo ad ago corto

F4390P con elettrodo a pallina corta

F4390L con elettrodo a lama lunga

F4390AL con elettrodo ad ago lungo

F4390PL con elettrodo a pallina lunga

manipoli comando a pedale con attacco unipolare universale Ø 3,2 mm, lunghezza cavo 500 cm, sterile

F4390/5 con elettrodo a lama rimuovibile

F4390/5WB senza elettrodo

Manipolo comando a pedale con terminale maschio Ø 4 mm, lunghezza cavo 320 cm, sterile


F4390/4M con elettrodo a lama rimuovibile

Kit sterili

F4390/H composto da F4390+F4545

F4390/75 composto da F4390+F7520

F4390/75H composto da F4390+F7520+F4545



Piastre monouso

Piastre monouso pregellate (elettrodi neutri)

Piastra Hydrogel in FOAM monopartita

F7805	adulti HCM
F7805P	pediatrica
F7805N	neonatale

Piastra Hydrogel in FOAM per sistemi REM
(Return Electrode Monitor)

F7820	adulti
F7820P	pediatrica
F7820N	neonatale
F7810	adulti
F7810/5	adulti in busta richiudibile da 5 pezzi

Piastra Hydrogel in FOAM - XL

F7820XL	220x133mm superficie attiva 169 mm ²
---------	--

Piastra versatile con Hydrogel in FOAM,
bipartita per sistemi REM

F7320

Piastre monouso pregellate (elettrodi neutri)

Piastra Hydrogel in FOAM monopartita, completa di cavo lunghezza 300 cm. e terminale tipo Valleylab

F7805PW/V pediatrica

F7905W/V adulti

F7805W/V adulti

Piastra GEL SOLIDO in FOAM per sistemi REM, completa di cavo lunghezza 300 cm. e terminale tipo Valleylab

F7820W/V adulti

F7820W/V-5 adulti
con cavo lunghezza 5 m.

F7820PW/V pediatrica

F7820NW/V neonatale

F7820W/6.3 adulti, bipartita
con attacco bipolare 6.3,
cavo lunghezza 3 metri

F7820W/6.3-5 adulti, bipartita
con attacco bipolare 6.3,
cavo lunghezza 5 metri

Piastra versatile con Hydrogel in TNT, bipartita per sistemi REM completa di cavo lunghezza 300cm e terminale tipo Valleylab

F7320W/V

Piastra Hydrogel in FOAM monopartita, completa di cavo lunghezza 300 cm. e terminale bipolare Ø 6,3 mm

F7805W/6.3

Piastre monouso

Pinze di collegamento per piastre monouso

F7902



F7902 lunghezza cavo 5 mt, terminale bipolare Ø 6,3mm (universale)

F7902/4



F7902/4 lunghezza cavo 5 mt, terminale maschio Ø 4,0mm

F7902/24



F7902/24 lunghezza cavo 5 mt, terminale con doppio spinotto maschio Ø 4,0mm

F7904



F7904 lunghezza cavo 5 mt, terminale bipolare Ø 6.3 con distanziatore

F7903



F7903 lunghezza cavo 5 mt terminale tipo Valleylab

F7903/F



F7903/F lunghezza cavo 5 mt, terminale per modelli "Force" 1-2- 4- 4B

Adattatori riutilizzabili

Adattatori riutilizzabili per piastre monouso con cavo incorporato

F4828 adattatore per elettrobisturi con innesto maschio diametro 4 mm

F4829 adattatore per elettrobisturi con innesto jack mono diametro 6,3 mm

I manipoli riutilizzabili FIAB presentano caratteristiche che soddisfano pressoché tutte le esigenze operatorie e li rendono estremamente affidabili nelle varie pratiche elettrochirurgiche. L'impermeabilità del sistema è garantita, nella parte anteriore, da uno speciale "O-ring" in silicone, che impedisce l'infiltrazione di liquidi proteggendo l'operatore da shock elettrici.

Il cavo in silicone ad alta resistenza ed elevata flessibilità, oltre a consentire una estrema maneggevolezza del prodotto durante le sedute operatorie, permette di effettuare numerose, ripetute sterilizzazioni in autoclave.

Vari modelli di connettore consentono la connessione diretta di questi dispositivi con la quasi totalità delle apparecchiature elettrochirurgiche ad alta frequenza (elettrobisturi) presenti sul mercato; per situazioni particolari sono disponibili specifici adattatori.

Nei modelli a comando manuale, i tasti di attivazione taglio/coagulo sono stati studiati nelle dimensioni, nella forma e nella sensibilità alla pressione per fornire una buona percezione tattile all'operatore, garantendo così un utilizzo ottimale.

F4141

Manipolo comando manuale completo di elettrodo a lama rimovibile

- | | |
|----------|---|
| F4141 | con attacco tipo Valleylab
lunghezza cavo 300 cm. |
| F4141ERB | con attacco tipo ERBE (5mm)
lunghezza cavo 300 cm. |
| F4151 | con attacco tipo Valleylab
lunghezza cavo 500 cm. |

F4141/ERB

ELETTROCHIRURGIA

Manipoli riutilizzabili



Manipolo comando manuale
con attacco tipo Valleylab,
completo di elettrodo a lama rimuovibile

F4243 con mandrino
lunghezza cavo 300 cm.



Manipolo comando manuale connettore tipo
Valleylab, per elettrodi con attacco 4mm,
completo di elettrodi a lama rimovibile
riutilizzabile

F4246 lunghezza cavo 300cm.

F4256 lunghezza cavo 500cm.



Manipolo comando manuale con attacco
tipo Valleylab completo di elettrodo a
lama rimuovibile

F4242 lunghezza cavo 300 cm.

F4252 lunghezza cavo 500 cm.



Manipolo comando a pedale con attacco
maschio 4 mm completo di elettrodo a
lama rimuovibile

F4814 lunghezza cavo 300 cm.



Piastra (elettrodi neutri) riutilizzabile in gomma siliconica 150mm X 200mm

F7930 versione bipartita REM
(Return Electrode Monitor)
superficie attiva 190 cm²



Pinze di collegamento per piastre riutilizzabili

F7922 terminale bipolare diametro 6,3 mm
F7922/4 terminale maschio diametro 4 mm
F7922/24 doppio terminale maschio
diametro 4mm
F7923 terminale tipo Valleylab
F7923/F terminale per elettrobisturi
mod. Force 1, 2, 4, 4B
F7924 terminale bipolare diametro 6.3 mm
con distanziatore



F7922



F7923



F7922/4



F7923/F



F7922/24



F7924





F4831

F4832



F4833



F4830



F4836



F4835

Adattatori riutilizzabili per manipoli con comando manuale

- F4831** dotato di innesto maschio Ø 4mm protetto compatibile con apparecchi Berchtold, Martin per manipoli con attacco Valleylab
- F4832** dotato di innesto maschio Ø 5mm compatibile con apparecchi Erbe ACC/ICC per manipoli con attacco Valleylab
- F4833** dotato di innesto maschio Ø 4mm compatibile con apparecchi Erbe Serie T per manipoli con attacco Valleylab

Adattatori riutilizzabili per manipoli con comando a pedale

- F4830** dotato di innesto maschio Ø 8mm compatibile con apparecchi Bovie, Soxil, Bard, Valleylab, Burdick per manipoli con attacco maschio Ø 4mm.
- F4835** dotato di innesto maschio Ø 8mm compatibile con apparecchi Ag, Bovie, Soxil, Bard, Csv, Valleylab, Burdick, Ems, Neomed, Danieli per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3,2mm.
- F4836** dotato di innesto maschio Ø 4mm compatibile con apparecchi Martin, Siemens, Erbe, Alsa, Laser per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3,2mm.
- F4837** dotato di innesto maschio Ø 4mm compatibile con apparecchi Martin, Siemens, Cobi, EMC per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3,2mm.
- F4834** dotato di innesto maschio Ø 6mm compatibile con apparecchi Alsatom per manipoli con presa 4 mm
- F4838** dotato di innesto maschio Ø 6mm compatibile con apparecchi Alsatom, EB, SS4, MMSB per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3,2mm.
- F4839** dotato di innesto maschio Ø 10mm compatibile con apparecchi Alsatom, per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3,2mm.



F4834



F4837



F4838



F4839

Elettrodi

Elettrodi monouso sterili



elettrodo monouso corto - lunghezza 50 mm
F4046S con LAMA protetta fino a 6mm dalla punta

elettrodo monouso corto - lunghezza 70 mm

F4044 a PALLINA Ø 4 mm

F4046 a LAMA

F4048 ad AGO

F4048/S elettrodo con AGO protetto fino a 6 mm dalla punta

F4049 a PALLINA Ø 2 mm

elettrodo monouso - lunghezza 100 mm

F4053 a LAMA

elettrodo monouso lungo - lunghezza 150 mm

F4050 a LAMA

F4050S con LAMA protetta fino a 6mm dalla punta

F4052 ad AGO

F4052/S ad AGO protetto

F4067 a PALLINA Ø 4 mm

F4067/5 a PALLINA 5 mm

Elettrodi monouso sterili in Tungsteno



F4042/TU lunghezza 55 con ago protetto fino a 4 mm dalla punta angolato a 30 gradi

F4047/TU lunghezza 45 mm, con AGO protetto fino a 4mm dalla punta

F4048/TU lunghezza 65 mm, con AGO protetto fino a 4mm dalla punta

F4051/TU lunghezza 55 mm, con AGO protetto fino a 4mm dalla punta

F4051/45TU lunghezza 55 mm, con AGO protetto fino a 4mm dalla punta angolato 45°

F4051/TU75 lunghezza 75 mm, con AGO protetto fino a 4 mm dritto

F4051/TU108 lunghezza 108 mm, con AGO protetto fino a 4 mm dritto

Elettrodi monouso sterili con rivestimento in titanio

elettrodo monouso corto - lunghezza 70 mm

F4044T a PALLINA Ø4 mm

F4046T a LAMA

F4048T ad AGO

elettrodo monouso lungo - lunghezza 150 mm

F4067T a PALLINA Ø4 mm

F4050T a LAMA

F4052T ad AGO

Elettrodi

Elettrodi monouso sterili in Teflon



elettrodo monouso corto - lunghezza 70 mm

- F4046/6TEF lunghezza 60 mm a lama
- F4046/TEF lunghezza 70 mm a LAMA
- F4046S/TEF lunghezza 70 mm a LAMA PROTETTA
- F4044/TEF lunghezza 70 mm a PALLINA
- F4048/TEF lunghezza 70 mm ad AGO
- F4048S/TEF lunghezza 70 mm ad AGO PROTETTO


Elettrodo monouso medio - lunghezza 100 mm

- F4048S/TEF100 lunghezza 100 mm ago protetto
- F4053/TEF lunghezza 100 mm A LAMA
- F4053S/TEF lunghezza 100 mm a LAMA PROTETTA

elettrodo monouso lungo - lunghezza 150 mm

- F4050/TEF lunghezza 150 mm a LAMA
- F4050S/TEF lunghezza 150 mm a LAMA PROTETTA
- F4050S/16TEF lunghezza 165 mm a LAMA PROTETTA
- F4052/TEF lunghezza 150 mm ad AGO
- F4067/TEF lunghezza 150 mm a PALLINA
- F4050/16TEF lunghezza 165 mm a LAMA
- F4050S/16TEF lunghezza 165 mm a LAMA PROTETTA

Elettrodi monouso sterili a cappio



elettrodo monouso sterile a cappio rotondo

- F4620 dimensioni 10x3 mm
- F4621 dimensioni 10x5 mm
- F4622 dimensioni 10x7 mm
- F4623 dimensioni 10x10 mm
- F4624 dimensioni 15x10 mm
- F4625 dimensioni 20x10 mm
- F4626 dimensioni 15x12 mm

elettrodo monouso sterile a cappio quadrato

- F4630 dimensioni 10x4 mm
- F4631 dimensioni 10x8 mm
- F4632 dimensioni 10x10 mm

elettrodo monouso sterile a cappio triangolare (a vela)

- F4640 cappio trapezoidale 30x5 mm
- F4641 cappio curvo riverso 23x13 mm
- F4642 cappio triangolare 17x12 mm

Elettrodi riutilizzabili



**Elettrodo riutilizzabile lungo
a pallina Ø 4mm lunghezza 150 mm**

F4045

F4045/40 con asta angolata 40°

F4045/30 con asta angolata 30°

F4045/20 con asta angolata 20°

F4045/10 con asta angolata 10°



**Elettrodo riutilizzabile lungo
lunghezza 150 mm**

F4063 ad AGO

F4064 a SFERA 2,5mm

F4065 a LAMA

F4062 a LAMA curva

F4066 ad AGO SPESSO



**Elettrodo riutilizzabile medio
lunghezza 100 mm**

F4053/R a LAMA



**Elettrodo riutilizzabile corto
lunghezza 70 mm**

F4060 a LAMA

F4068 a PALLINA Ø 4mm

F4084 ad AGO MEDIO

F4061 ad AGO con asta angolata

F4086 ad AGO SPESSO

**Elettrodo riutilizzabile per manipoli con
connessione 4mm**

F4060/4 lunghezza 55mm, a LAMA

F4065/4 lunghezza 160mm, a LAMA LUNGA

F4084/4 lunghezza 55mm, ad AGO

F4068/4 lunghezza 50mm,
a PALLINA Ø 4mm

Folder per elettrochirurgia



Prolunghe



Monouso - Sterile


F4902	L 102 mm
F4903	L 150 mm
F4904	L 182 mm



Riutilizzabile


F4952	L 102 mm
F4953	L 150 mm
F4954	L 182 mm

Spugnetta abrasiva pulisci elettrodi



F7520	sterile, monouso, radiopaca, 50mm X 50mm
-------	---

Fondina portamanipolo



F4545	sterile, in plastica ad alta resistenza
-------	--

Questa linea di prodotti consta di sistemi bipolari, sia **sterili monouso** sia **riutilizzabili** che hanno come principale indicazione d'uso la cauterizzazione precisa, rapida ed efficace di vasi di dimensioni molto piccole, consentendo una perfetta emostasi. Sono autoalimentati e risultano estremamente maneggevoli; la gamma prevede diversi modelli, che si differenziano per temperature di lavoro (1200°C, 800°C e 600°C) oltreché per forma, spessore e lunghezza della punta, in modo da poter essere altresì utilizzati per piccole incisioni e resezioni, anche in particolari recessi od in zone ad accesso limitato.

Gli elettrocauteri si rivelano una valida alternativa al sistema “elettrobisturi/piastra neutra/manipolo” in molte pratiche chirurgiche, soprattutto quelle svolte in ambito ambulatoriale, come le cauterizzazioni dermatologiche, i piccoli interventi ginecologici, l'emostasi delle “tasche” durante gli impianti di pacemaker, oltre che nella chirurgia cardiovascolare, ricostruttiva, oculistica.

Tutti i modelli - ad alta temperatura (HTC 1200 c° - 800 c°) ed a bassa temperatura (LTC-600 c°) - sono provvisti di un sistema di chiusura appositamente studiato per eliminare eventuali accensioni accidentali e danni alla punta.

Nella tabella sottostante sono riportate le principali caratteristiche dei differenti elettrocauteri monouso. Tra le possibili indicazioni d'uso “di massima” facciamo presente che il modello LTC a bassa temperatura è particolarmente indicato per gli interventi di oculistica, quello a punta rigida, è utilizzato soprattutto per la rimozione di ematomi sottoungueali (praticando, in maniera pressoché indolore, un piccolo foro sull'unghia in modo da consentire la fuoriuscita del sangue) mentre l'uso del modello F7277 si è rivelato particolarmente utile in campo ginecologico.

Ogni specialista potrà comunque scegliere il modello che più si addice alle proprie esigenze cliniche proprio in base agli elementi distintivi dei dispositivi.

MODELLO	F7234	F7244	F7255	F7255UF	F7266	F7277	F7288
CONFIGURAZIONE DELLA PUNTA	FINE	FINE	FINE	ULTRA FINE	LARGA	FINE	SPESSA
LUNGHEZZA PUNTA (mm / inch)	75 / 3,0	28 / 1,1	28 / 1,1	28 / 1,1	28 / 1,1	125 / 5,0	28 / 1,1
TEMPERATURA DI LAVORO(°C / °F)	1200 / 2200	1200 / 2200	600 / 1100	600 / 1100	1200 / 2200	1200 / 2200	800 / 1400
PRESSIONE DI ATTIVAZIONE (gr)	200	200	200	200	200	200	200
ALIMENTAZIONE(V)	3,0	3,0	1,5	batteria "AA"	3,0	3,0	3,0
DIAMETRO (mm)	16	16	16	16	16	16	16
PESO (gr)	78	65	45	45	65	78	65



FINE



SPESSA



LARGA



ULTRA FINE

ELETTROCHIRURGIA

Elettrocauteri monouso



In ottemperanza alla Direttiva RAEE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Fiab ha apportato su tutti i modelli di cauteri delle importanti ed innovative modifiche.

Sul fusto dei cauteri è presente una **pre-troncatura** che ne consente agevolmente la rottura per l'estrazione delle batterie, che possono così essere smaltite separatamente dal cauterio contaminato, secondo le vigenti normative.

E' stato predisposto inoltre un sistema che **impedisce l'attivazione accidentale** del termocauterio, un **cappuccio con blocco meccanico di sicurezza** ed una sorta di appoggio che consente di mantenere in piano il cauterio quando appoggiato su una superficie, evitando che possa ruotare su se stesso.

F7297 - F7299

Questi sistemi bipolari autoalimentati sono composti di un fusto non sterile, cui è possibile sostituire le batterie di alimentazione, e da 3 possibili modelli di punte in Nickel - Cromo sterili monouso, anch'esse sostituibili. Le diverse tipologia di punte - fine, larga e lunga - consentono l'uso dei cauteri in molti campi di applicazione per pratiche ambulatoriali, in tutte quelle situazioni che richiedano una facile, accurata e rapida cauterizzazione.

Il modello F7297 raggiunge una temperatura di lavoro di 600 °C (1100 °F), e viene utilizzato principalmente in oftalmologia, corredato da una punta di tipo "fine"; Il modello F7299, che raggiunge una temperatura di lavoro di 1200 °C (2200 °F), può essere utilizzato in ginecologia, otorinolaringoiatria, urologia, dermatologia.

Nella confezione delle punte è inclusa una cover di protezione sterile in Polietilene, che serve a coprire il fusto del cauterio durante l'utilizzo.



F1745

Stimolatore nervino monouso sterile



neuropacer

NEUROPACER è un dispositivo bipolare monouso sterile, alimentato a batterie.

E' stato progettato per l'identificazione dei nervi motori esposti durante interventi chirurgici, al fine di ridurre il rischio di danno accidentale.

Il dispositivo è indicato in particolare nella chirurgia della testa, del collo, della mano ed in chirurgia plastica;
è completo di sonda (elettrodo attivo) ed ago di riferimento sottocutaneo ed è provvisto di un sistema di sicurezza per l'attivazione del dispositivo solo prima dell'uso.

La corrente di tipo alternato-pulsato erogata permette una stimolazione efficace e sicura.

OSSIGENOTERAPIA

Maschere per Ossigenoterapia - Aerosolterapia

FIAB ha realizzato una gamma completa e polivalente di mascherine per rispondere a qualsiasi esigenza clinica; le maschere sono morbide, leggere, prive di odore e di ftalati, realizzate con resine di elevata qualità, munite di barretta nasale stringinaso malleabile che permette una perfetta conformabilità ed aderenza della mascherina al volto.



OS/50

Maschera morbida ad alta concentrazione completa di sacchetto e tubo di collegamento antischiacciamento

OS/50	versione adulti
OS/50P	versione pediatrica



OS/70K

OS/60K

Maschera morbida a concentrazione variabile con sistema Venturi completa di kit di 7 raccordi colorati e tubo di collegamento antischiacciamento

OS/60K	versione adulti
OS/70K	versione pediatrica



OS/62K

Maschera monouso con sistema Venturi, con tubo corrugato di 15 cm, tubo di prolunga, vaschetta ed unico regolatore della concentrazione di ossigeno.

OS/62K	versione adulti
OS/72K	versione pediatrica

OSSIGENOTERAPIA

Maschere per Ossigenoterapia - Aerosolterapia



OS/80



OS/100



OS/110K

Maschera per aerosol completa di ampolla e tubo di collegamento antischiacciamento.

OS/80	versione adulti
OS/80P	versione pediatrica
OS/80N	versione neonatale
OS/90	versione adulti con boccaglio



OS/80P

Maschera a media concentrazione con tubo di collegamento antischiacciamento

OS/100	versione adulti
OS/100P	versione pediatric
OS/100N	versione neonatale



OS/100P

Maschera per tracheostomia

OS/110	versione adulti
OS/110K	versione adulti - sistema Venturi
OS/110P	versione pediatrica

OSSIGENOTERAPIA

Cannule nasali, occhiali ed accessori per Ossigenoterapia

Cannula nasale senza ftalati:

OS/12PED	pediatrica
OS/12NEO	neonatale

Occhiale in PVC di grado medicale
tipo Ray Ban, completo di tubo per l'Ossigeno
lungo 150 cm, confezionato singolarmente

OS/15M	in sacchetto di Pet
--------	---------------------

Cannula nasale con supporto flessibile
e punte coniche per un confort ideale
della zona nasale, completa di tubo
antischiacciamento per l'ossigeno
confezionata singolarmente
in sacchetto di Pet

OS/12A	tubo lungo 210 cm
OS/12AXT	tubo lungo 250 cm
OS/12AT	tubo lungo 500 cm

Prolunga con connettori femmina/femmina,
confezionata singolarmente

OS/40	lunghezza 200 cm
OS/400	lunghezza 500 cm

Prolunga con connettori maschio/femmina,
confezionata singolarmente

OS/41	lunghezza 200 cm
OS/410	lunghezza 500 cm

OSSIGENOTERAPIA

Gorgogliatori e Kit per Ossigenoterapia



Gorgogliatori

Gorgogliatore monouso in PVC di grado medico con filtro, silenziatore interno e raccordi

OS/3 confezionato singolarmente

Kit

Kit gorgogliatore completo di raccordi e cannula per O2 terapia modello OS/12A

OS/4M in scatola di cartone

OS/16M in sacchetto di PET



Umidificatore monouso con sistema di connessione a vite 9/16", dotato di valvola di sicurezza (6 PSI)

OS/17-6

OS/17-6HF - Alti Flussi

Gel elettroconduttore

Gel per ECG, EEG, EMG e Defibrillazione



G005

G005 flacone da 260ml

Il gel 005 è un ottimo conduttore, studiato appositamente per annullare la resistenza tra la cute e gli elettrodi. Di aspetto cristallino, è esente dall'effetto "filo". E' completamente idrosolubile, inodore e di facile rimozione; non macchia, non unge e non contiene principi attivi che possono ossidare o lasciare residui permanenti sugli elettrodi. L'elevata conduttività ottenibile con il suo utilizzo rimane costante nel tempo, in modo da soddisfare anche le esigenze particolari di indagini lunghe o critiche; il gel 005 è indicato anche per procedure di defibrillazione.



G004

G004 flacone da 230ml

Il gel spray elettroconduttore per ECG è studiato per annullare la resistenza fra pelle ed elettrodi. E' ad elevato potere conduttivo e rimane costante nel tempo. Non macchia, non unge, è idrosolubile e non contiene principi attivi che possono ossidare o lasciare residui sugli elettrodi. Ideale per la preparazione all'applicazione degli elettrodi monouso.

Crema per radiofrequenza



G016

G016 flacone da 1000ml

G017 sacca da 5000 ml

G0069 dispenser per crema in confezione da 1 Kg

G0068 dispenser per crema in confezione da 5 Kg

L'utilizzo della crema durante le sedute di Tecarterapia permette di ridurre l'impedenza di contatto tra la sonda e la pelle. L'elevata conducibilità garantisce i migliori risultati sia nella fase capacitiva che nella fase resistiva del trattamento. Sono disponibili a parte i dispenser sia per la sacca morbida che per il flacone da 1 Kg.



G0069



G0017

GEL ECO ed ECG

Gel elettroconduttore

Gel ECO ad alta conduttività per ultrasuoni

Il Gel Eco è un ottimo conduttore per ultrasuoni, di aspetto cristallino, esente da sali e dall'effetto filo, completamente idrosolubile, resistente all'essiccamento, inodore e di facile rimozione; non unge e non si ossida nel tempo.



G006



G008



G002



G007



G009



G0067



G0068



G0064



G0084




G0066

- G002 bustina da 20ml
- SUG-0001 bustina da 20ml - sterile
- G006 flacone da 260ml
- G007 flacone da 1000ml
- G008 flacone da 260ml incolore anche per applicazioni IPL
- G009 flacone da 1000ml incolore anche per applicazioni IPL
- G010 gel ad alta densità
- G0084 sacca morbida da 5000ml completa di flacone vuoto da 260ml e beccuccio incolore anche per applicazioni IPL
- G0064 sacca morbida da 5000ml completa di flacone vuoto da 260ml e beccuccio
- G0066 confezione da 2 taniche in PE da 5000ml completa di flacone vuoto da 260ml
- G0067 dispenser manuale riutilizzabile per tanica da 5000ml
- G0068 dispenser manuale riutilizzabile per sacca morbida da 5000ml
- G0069 dispenser manuale per flacone da 1 Kg
- G0066KIT Kit composto da 6 taniche di gel per ultrasuoni da 5 kg complete di flaconi vuoti e 1 dispenser (G0067)

*Elettrodi monopaziente in tessuto conduttivo **

Elettrodo monopaziente altamente conduttivo
con superficie di conduzione completamente
gellata - attacco a clip

PG470	45X35mm
PG471	46X47mm
PG472/90	50X90mm
PG473	45X80mm
PG473/2	45X80mm con doppio attacco
PG474	45X98mm
PG477	75x140 mm



PG479/50

PG479/32

PG479/50	diámetro 50mm
PG479/32	diámetro 32mm

attacco a linguetta

PG470L	45X35mm
PG471L	46X47mm
PG473L	45X80mm
PG474L	46X98mm
PG475L	65X45mm

(*) disponibili su richiesta anche in FOAM



PG470L



PG473L

PG474L

FISIOTERAPIA - TENS

Elettrodi

*Elettrodi monopaziente in tessuto conduttivo **


PG 470W



cavetto e presa femmina 2mm

PG470W	45X35mm
PG471W	46X47mm
PG473W	45X80mm
PG473W2	45X80 con doppio cavetto
PG474W	45X98mm
PG477	75x140mm
PG471/40W	40x40mm
PG471/50W	50x50mm
PG471/90W	50x90mm

PG 473W



PG 473W2



PG 479/50W

PG4700VN	ovale 50x100mm
PG479/50W	diametro 50mm
PG479/32W	diametro 32mm

(*) disponibili su richiesta anche in FOAM

Elettrodi monouso in Foam



PG10C

Elettrodi monouso in Foam pregellati
con gel solido e attacco a clip

PG10C	diametro 26mm
F3010	dimensioni 41X21mm bipolare con doppia clip



F3010

FISIOTERAPIA - TENS

Elettrodi monouso e riutilizzabili



Elettrodi monouso in Foam ed Alluminio

Elettrodi monouso in Alluminio con gel solido particolarmente utilizzati per impedenziometria

PG500 dimensioni 23X25,
 attacco a linguetta

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo

Dimensioni 50X50mm

PG970/4 connessione 4mm femmina
PG970/2 connessione 2mm femmina
PG970/44 connessione 4mm maschio
PG970/22 connessione 2mm maschio
PG970/41 cavetto 150 mm
 attacco maschio 4mm
PG970/51 cavetto 150 mm
 connessione 4mm femmina

Dimensioni 60X85mm

PG980/4 connessione 4mm femmina
PG980/2 connessione 2mm femmina
PG980/44 connessione 4mm maschio
PG980/22 connessione 2mm maschio
PG980/41 cavetto 150 mm
 attacco maschio 4mm
PG980/51 cavetto 150 mm
 connessione 4mm femmina

Dimensioni 50X100mm

PG916/4 connessione 4mm femmina
PG916/2 connessione 2mm femmina
PG916/44 connessione 4mm maschio
PG916/22 connessione 2mm maschio
PG916/41 cavetto 150 mm
 attacco maschio 4mm
PG916/51 cavetto 150 mm
 connessione 4mm femmina

Dimensioni 80X120mm

PG912/4 connessione 4mm femmina
PG912/2 connessione 2mm femmina
PG912/44 connessione 4mm maschio
PG912/22 connessione 2mm maschio
PG912/41 cavetto 150 mm
 attacco maschio 4mm
PG912/51 cavetto 150 mm
 connessione 4mm femmina

Dimensioni 120X160mm

PG917/4 connessione 4mm femmina
PG917/44 connessione 4mm maschio
PG917/41 cavetto 150 mm
 attacco maschio 4mm
PG917/51 cavetto 150 mm
 connessione 4mm femmina



FISIOTERAPIA - TENS

Elettrodi riutilizzabili

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo

Circolare - diametro 25mm

PG925/4	connessione 4mm femmina
PG925/2	connessione 2mm femmina

Circolare - diametro 50mm

PG950/4	connessione 4mm femmina
PG950/2	connessione 2mm femmina
PG950/44	connessione 4mm maschio
PG950/22	connessione 2mm maschio

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo con superficie esterna isolata e connessione 2mm femmina

PG960/95	di diametro 95mm
----------	------------------


Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo completi di patch di gel elettroconduttore adesivo

PG971/40G	di diametro 40X40mm connessione 2mm femmina
PG971/50G	di diametro 50X50mm connessione 2mm femmina

Patch di gel elettroconduttore adesivo (ricambio per PG 971/xx)

PG271/40	di diametro 40X40
PG271/50	di diametro 50X50

Adattatori



Adattatore con presa femmina 2mm ed attacco a clip

PG 922/2TR colore rosso

PG 922/2TN colore nero



Adattatore con presa maschio 2mm ed attacco a clip

PG922/2MR colore rosso

PG922/2MN colore nero



Adattatore con presa femmina 4mm ed attacco a clip

PG922/4TR colore rosso

PG922/4TN colore nero



Adattatore con spinotto maschio 4mm ed attacco a clip

PG922/4MR colore rosso



Adattatore con clip maschio ed attacco a coccodrillo

PG922/MCR colore rosso

PG922/MCN colore nero



Adattatore con clip maschio ed attacco maschio 2mm

PG922/2CR colore rosso

PG922/2CN colore nero



Adattatore "a coccodrillo" per elettrodi a lingua

F9019R presa femmina 4mm - rosso

F9019N presa femmina 4mm - nero

F90192R presa femmina 2mm - rosso

F90192N presa femmina 2mm - nero

Adattatore per placche riutilizzabili

PG997 da femmina 2mm a maschio 2mm

PG998 da femmina 4mm a maschio 4mm

FISIOTERAPIA - TENS

Accessori per elettrodi monouso e riutilizzabili

Tasche porta-elettrodi per elettrodi riutilizzabili

In daino sintetico

PG970	per elettrodi di dimensioni 50X50mm
PG980	per elettrodi di dimensioni 60X85mm
PG916	per elettrodi di dimensioni 50X100mm
PG912	per elettrodi di dimensioni 80X120mm
PG917	per elettrodi di dimensioni 120X60mm

In spontex colore giallo

PG970S	per elettrodi di dimensioni 50X50mm
PG980S	per elettrodi di dimensioni 60X85mm
PG916S	per elettrodi di dimensioni 50X100mm
PG912S	per elettrodi di dimensioni 80X120mm
PG917S	per elettrodi di dimensioni 120X60mm

Fasce elasticizzate ferma-elettrodi con velcro di chiusura maschio/femmina per elettrodi riutilizzabili

Fascia elasticizzata altezza 30mm, colore blu

PG965/4	lunghezza 400 mm
PG965/6	lunghezza 600 mm
PG965/8	lunghezza 800 mm
PG965/10	lunghezza 1000 mm
PG965/15	lunghezza 1500 mm

Fascia elasticizzata altezza 80mm, colore blu

PG945/4	lunghezza 400mm
PG945/6	lunghezza 600mm
PG945/8	lunghezza 800mm
PG945/10	lunghezza 1000mm
PG945/15	lunghezza 1500mm

Fascia elasticizzata altezza 100mm, colore blu

PG955/4	lunghezza 400mm
PG955/6	lunghezza 600mm
PG955/8	lunghezza 800mm
PG955/10	lunghezza 1000mm
PG955/15	lunghezza 1500mm



FIAB SpA produce e commercializza da oltre quarant'anni dispositivi medici ed accessori per cardiologia, chirurgia, terapia respiratoria, fisioterapia e beauty care, oltre ad apparecchiature per stimolazione cardiaca e studi elettrofisiologici. Durante gli anni '80 ha assimilato la "CB Bioelettronica", Azienda Italiana leader nel settore della stimolazione temporanea e transesofagea, e nello stesso tempo ha autonomamente sviluppato numerosi nuovi prodotti; il risultato di tutto questo ha portato ad un considerevole ampliamento dei prodotti in catalogo.

La qualità e l'alta tecnologia della produzione nel settore dei Dispositivi Medici fa di FIAB, con i suoi sette stabilimenti di Vicchio nel Mugello, una realtà importante sia a livello nazionale che internazionale nella fornitura di prodotti specialistici e servizi per l'ospedale Pubblica e Privata; la struttura commerciale dell'Azienda copre tutto il territorio nazionale in maniera capillare ed esporta i propri prodotti in oltre 110 paesi nel mondo.

I Plus aziendali sono sicuramente l'esperienza maturata in anni di collaborazione con numerosissimi specialisti del settore, gli elevati standard qualitativi - legati comunque ad una ottima flessibilità alle esigenze del cliente - ed una importante capacità tecnica e produttiva.

Il sistema di Qualità è certificato dal British Standards Institution (BSI) secondo ISO 13485 e lo schema MDSAP per i requisiti regolatori di Australia, Brasile, Canada, Giappone, USA. I prodotti FIAB sono conformi alle applicabili normative Europee (CE) relative ai dispositivi medici e sotto il controllo dell'Organismo Notificato BSI (2797).

www.fiab.it

DVIND

Via Costoli, 4 / Via Passerini, 2, 4, 6 / Via della Resistenza, 18 / Via Giugni, 6
50039 VICCHIO - Firenze - Italia
Tel. +39 0558497960-62-65-47 - Fax +39 0558497977
E-mail: dvind@fiab.it - www.fiab.it



