

DIVISIONE INDUSTRIALE



ELETTROSTIMOLAZIONE

**GEL - ELETTRODI ADESIVI
ACCESSORI**

Elettrodi ed Accessori per elettrostimolazione.....pag. 5

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo a bassissima impedenza.....	pag. 5
Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo con superficie esterna isolata.....	pag. 5
Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo completi di patch di gel.....	pag. 5
Patch di gel adesivo/conduttivo di ricambio.....	pag. 6
Elettrodi riutilizzabili "Easy Stim" con supporto in daino sintetico.....	pag. 6
Elettrodi con supporto in daino sintetico e superficie esterna isolata.....	pag. 6
Spugne porta elettrodi riutilizzabili.....	pag. 7
Spugne idrocomprese.....	pag. 7
Fasce in para.....	pag. 8
Fasce con velcro di chiusura maschio/femmina.....	pag. 8
Fasce con velcro di chiusura maschio/maschio.....	pag. 9
Fasce riutilizzabili in materiale conduttivo.....	pag. 10
Elettrodi per stimolazione con supporto in tessuto conduttivo.....	pag. 11
Elettrodi con supporto in Foam e alluminio.....	pag. 12
Gel elettroconduttore.....	pag. 13
Elettrodi di massa.....	pag. 14
Maschere per elettrostimolazione e ionoforesi.....	pag. 14
Ciabattine conduttive per elettrostimolazione.....	pag. 15
Guanti conduttivi per stimolazione.....	pag. 15
Calzini conduttivi per stimolazione.....	pag. 15
Adattatori.....	pag. 16
Sdoppiatori.....	pag. 17
Piastre monouso pregellate.....	pag. 18

Miscellanea.....pag. 19

Manipoli per RF e carcapunti con relativi accessori.....	pag. 19
Cavetti di collegamento unipolari a clip.....	pag. 20
Cavetti di collegamento con terminale o presa solo da una parte.....	pag. 20
Cavetti di collegamento flessibili bipolari a clips per elettrodi snap.....	pag. 21
Cavetti multipolari con terminali a clip.....	pag. 21
Cavetti tipo piattina con terminali a clip stampati.....	pag. 22
Cavetti tipo piattina con terminale maschio 2mm stampato.....	pag. 22
Cavetti colorati tipo piattina.....	pag. 23
Componentistica varia.....	pag. 23

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo

Elettrodi riutilizzabili in silicone a bassissima impedenza

**attacco 4 mm femmina**

PG925/4	ø 25mm
PG950/4	ø 50mm
PG970/4	50x50mm
PG980/4	60x85mm
PG916/4	50x100mm
PG912/4	80x120mm
PG917/4	120x160mm

attacco 2 mm femmina

PG925/2	ø 25mm
PG950/2	ø 50mm
PG970/2	50x50mm
PG980/2	60x85mm
PG916/2	50x100mm
PG912/2	80x120mm

attacco 2 mm maschio

PG925/22	ø 25mm
PG950/22	ø 50mm
PG970/22	50x50mm
PG980/22	60x85mm
PG916/22	50x100mm
PG912/22	80x120mm

attacco 4 mm maschio

PG-925/44	ø 25mm
PG950/44	ø 50mm
PG970/44	50x50mm
PG980/44	60x85mm
PG916/44	50x100mm
PG912/44	80x120mm
PG917/44	120x160mm



Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo con superficie esterna isolata

PG960/95	ø 95mm connessione 2mm femina
----------	----------------------------------

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo




Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo completi di patch di gel

PG971/40G	40x40mm connessione 2mm femmina
PG971/50G	50x50mm connessione 2mm femmina




Patch di gel adesivo/conduttivo di ricambio

PG271/40	per elettrodo PG-971/40G
PG271/50	per elettrodo PG-971/50G



Elettrodi riutilizzabili per elettrostimolazione "Easy Stim" con supporto in daino sintetico

PG701	35x45mm	connessione a clip
PG702	60x45mm	connessione a clip
PG703	60x80mm	connessione a clip
PG704	80x120mm	connessione a clip
PG705	120x220mm	connessione a clip
PG706	120x160mm	connessione a clip




Elettrodi con supporto in daino sintetico e superficie esterna isolata

PG721	35x45mm	connessione a clip
PG722	60x45mm	connessione a clip
PG723	60x80mm	connessione a clip
PG724	80x120mm	connessione a clip
PG725	120x220mm	connessione a clip
PG726	120x160mm	connessione a clip


Spugne

Spugne porta elettrodi riutilizzabili



Spugne in daino sintetico


PG970	60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980	70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916	60x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912	105x135 - per elettrodo 80x120mm
PG917	140x180 - per elettrodo 120x160mm
PG913/99	daino sintetico in rotoli altezza mm140
PG913/50	daino sintetico in rotoli altezza mm 50
PG913/60	daino sintetico in rotoli altezza mm 60



Spugne in spontex

PG970S	60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980S	70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916S	70x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912S	110x140 - per elettrodo 80x120mm
PG917S	140x180 - per elettrodo 120x160mm


Spugne idrocomprese



PG926/40	Ø 40 mm
PG926/56	Ø 56 mm
PG926/95	Ø 95 mm
PG926/46/4	Ø 46 mm - con 4 fori
PG926/55/4	Ø 55 mm - con 4 fori
PG926/60/4	Ø 60 mm - con 4 fori
PG926/95/4	Ø 90 mm - con 4 fori

Fasce fermaelettrodi

Fasce riutilizzabili in para



Fascia in para con 1 serie di fori - in rotoli

PG905/55	fascia in para h. 24 mm
PG905/15	c.s. - lunghezza 1500 mm
PG905/8	c.s. - lunghezza 750 mm
PG905/5	c.s. - lunghezza 500 mm
PG905/3	c.s. - lunghezza 350 mm

PG910/55	fascia in para h. 32 mm
PG910/15	c.s. - lunghezza 1500 mm
PG910/8	c.s. - lunghezza 750 mm
PG910/5	c.s. - lunghezza 500 mm
PG910/3	c.s. - lunghezza 350 mm

Fascia in para con 2 serie di fori - in rotoli

PG909/55	fascia in para h. 45 mm
PG909/15	c.s. - lunghezza 1500 mm
PG909/8	c.s. - lunghezza 750 mm
PG909/5	c.s. - lunghezza 500 mm

Fascia in para con 3 serie di fori - in rotoli

PG911/55	fascia in para h. 75 mm
PG911/15	c.s. - lunghezza 1500 mm

Fascia in para con 6 serie di fori - in rotoli

PG913/55	fascia in para h. 100 mm
PG913/15	c.s. - lunghezza 1500 mm



PG905/99	bottone plastico atraumatico di chiusura per fasce in para
----------	--

Fasce con velcro di chiusura maschio/femmina



colore blu - altezza 30 mm

PG965/4	lunghezza 400 mm
PG965/6	lunghezza 600 mm
PG965/8	lunghezza 800 mm
PG965/10	lunghezza 1000 mm
PG965/99	in rotoli



colore blu - altezza 80 mm

PG945/4	lunghezza 400 mm
PG945/6	lunghezza 600 mm
PG945/8	lunghezza 800 mm
PG945/10	lunghezza 1000 mm
PG945/15	lunghezza 1500 mm
PG945/99	in rotoli

Fasce fermaelettrodi

**colore bianco - altezza 100 mm**

PG935/4	lunghezza 400 mm
PG935/6	lunghezza 600 mm
PG935/8	lunghezza 800 mm
PG935/10	lunghezza 1000 mm
PG935/15	lunghezza 1500 mm
PG935/99	in rotoli

**colore blu - altezza 100 mm**

PG955/4	lunghezza 400 mm 20
PG955/6	lunghezza 600 mm 20
PG955/8	lunghezza 800 mm 20
PG955/10	lunghezza 1000 mm 20
PG955/15	lunghezza 1500 mm 20
PG955/99	in rotoli

**colore blu notte - altezza 50 mm**

PG946/4	lunghezza 400 mm
PG946/6	lunghezza 600 mm
PG946/8	lunghezza 800 mm
PG946/10	lunghezza 1000 mm

Fasce con velcro di chiusura maschio/maschio

**colore blu - altezza 80 mm**

PG945/4M	lunghezza 400 mm
PG945/6M	lunghezza 600 mm
PG945/8M	lunghezza 800 mm
PG945/10M	lunghezza 1000 mm
PG945/15M	lunghezza 1500 mm

**colore blu - altezza 100 mm**

PG955/4M	lunghezza 400 mm
PG955/6M	lunghezza 600 mm
PG955/8M	lunghezza 800 mm
PG955/10M	lunghezza 1000 mm
PG955/15M	lunghezza 1500 mm

Fasce riutilizzabili

Fasce riutilizzabili in materiale conduttivo

Fascia in silicone conduttivo
con scanalatura centrale

PG901/2	altezza 50mm scanalatura diam 2mm
PG906/2	altezza 100mm scanalatura diam 2mm
PG907	lastra di gel adesivo conduttivo altezza 228mm

Fascia in silicone conduttivo

PG901	altezza 50mm
PG902	altezza 25mm

Fascia in elastico conduttivo

PG904	altezza 25mm
PG954	altezza 50mm

Fascia in tela conduttiva

PG931	altezza 50mm
PG931/60	altezza 60mm
PG931/80	altezza 80mm

Fascia in tela conduttiva con velcro

PG903/4	altezza 50mm - lunghezza 40cm
PG903/6	altezza 50mm - lunghezza 60cm
PG903/8	altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG903/10	altezza 50mm - lunghezza 100cm
PG903/14	altezza 50mm - lunghezza 140cm

Fascia elasticizzata conduttivo con velcro
di chiusura e connessione a clip - colore blu

PG954/35	altezza 50mm - lunghezza 35cm
PG954/45	altezza 50mm - lunghezza 45cm
PG954/50	altezza 50mm - lunghezza 50cm
PG954/65	altezza 50mm - lunghezza 65cm
PG954/80	altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG954/120	altezza 50mm - lunghezza 120cm

Fascia "Top Pace" in tela conduttiva
e daino sintetico

con velcro di chiusura e connessione a clip

PG933/4	altezza 50mm - lunghezza 40cm
PG933/6	altezza 50mm - lunghezza 60cm
PG933/8	altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG933/10	altezza 50mm - lunghezza 100cm
PG933/14	altezza 50mm - lunghezza 140cm

senza velcro e senza captatori

PG933/30	altezza 50mm - lunghezza 300cm
PG933/50	altezza 50mm - lunghezza 500cm
PG933/70	altezza 50mm - lunghezza 700cm

con superficie esterna isolata,
velcro e connessione a clip

PG923/4	altezza 50mm - lunghezza 40cm
PG923/6	altezza 50mm - lunghezza 60cm
PG923/8	altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG923/10	altezza 50mm - lunghezza 100cm
PG923/14	altezza 50mm - lunghezza 140cm

Elettrodi monopaziente

PG471



PG470



PG473



PG479/75



PG479/50



PG479/32




PG470W



PG473W



PG473W2



PG479/50W



PG880/95W2



PG871/40W



Elettrodi per stimolazione con supporto in tessuto conduttivo

Elettrodi monopaziente altamente conduttivi con superficie di conduzione completamente gelata e snap, linguetta o cavetto per il collegamento

PG470	35X45 mm con clip
PG471	46X47 mm con clip
PG472	53X96 mm con clip
PG473	45X80 mm con clip
PG473/2	45X80 mm con due clip
PG474	45X98 mm con clip
PG475	65X45 mm con clip
PG476	45X150 mm con clip
PG477	75X140 mm con clip

PG479/32	Ø 32 mm con clip
PG479/50	Ø 50 mm con clip
PG479/75	Ø 75 mm con clip

PG470W	35X45 mm con cavetto
PG471W	46X47 mm con cavetto
PG472W	53X96 mm con cavetto
PG473W	45X80 mm con cavetto
PG473W2	45X80 mm con due cavetti
PG474W	45X98 mm con cavetto
PG475W	65X45 mm con cavetto
PG476W	45X150 mm con cavetto
PG477W	75X140 mm con cavetto
PG480/95W2	150x95 a farfalla con doppio cavetto

PG479/32W	Ø 32 mm con cavetto
PG479/50W	Ø 50 mm con cavetto
PG479/75W	Ø 75 mm con cavetto

Elettrodi in foam con clip

PG873	45X80 MM CON CLIP
PG871/50	50X50 MM CON CLIP
PG879/32	diametro 32 mm con clip
PG879/75	diametro 75 con clip

Elettrodi in foam con cavetto

PG873W	45X80 mm con cavetto
PG873W2	45X80 mm con 2 cavetti
PG874W	45X98 mm con cavetto
PG879/32W	Ø 32 mm con cavetto
PG879/50W	Ø 50 mm con cavetto
PG880/95W2	150x95 a farfalla con doppio cavetto

Elettrodi



PG10C



PG500



F3010



PG100



PG473L



PG470L



PG200



PG200W

Elettrodi con supporto in Foam e alluminio

Elettrodi monouso altamente conduttivi
completi di gel solido adesivo

PG10C	Ø 26 mm attacco a snap
PG500	23x25 mm attacco a linguetta
PG100	65x90 mm attacco a linguetta
F3010	bipolare con gel solido attacco a snap

Elettrodi monopaziente

PG470L	45x35
PG471L	46x47
PG473L	45x80
PG474L	46x98
PG475L	65x45
PG476L	45x150

Elettrodi monouso altamente conduttivi
per elettrolipolisi di superficie

PG200	166x10 mm con gel attacco a linguetta
PG200W	155x20 mm con gel e cavetto

Gel elettroconduttore



G002



G007



G008



G010

Gel per ultrasuoni

- G007 flacone da 1000gr.
- G0066 tanica da 5000gr
- G0064 sacca morbida da 5000gr
- G0066KIT Kit composto da 6 taniche di gel per ultrasuoni da 5 kg complete di flaconi vuoti e 1 dispenser (G0067)

Gel incolore per ultrasuoni, laser, luce pulsata

- G002 bustina da 20gr.
- G008 lacone da 260gr.
- G009 flacone da 1000gr
- G0084 sacca morbida da 5000gr

Dispenser manuale riutilizzabile

- G0067 dispenser per tanica da 5000gr.
- G0068 dispenser manuale riutilizzabile per sacca morbida da 5000ml
- G0069 dosatore per flacone da 1 KG

Crema per radiofrequenza

- G016 crema per radiofrequenza in flacone da 1 kg
- G017 crema per radiofrequenza in sacca da 5 kg

Gel ad alta densità

- G010



G0064



G0068



G0067



G0066



F-9024SSC



PG326



Elettrodi di massa

F9024SSC	pinza per arti
PG326	massa per manipolo cerca punti
PG940/28	bracciale in tela conduttiva
PG941/28	bracciale in tela conduttiva e daino sintetico
PG942/28	bracciale in elastico conduttivo

PG-940/28



PG-941/28



PG-942/28



Maschere conduttive

PG1010	per ionoforesi
PG1011	per elettrostimolazione





Ciabattine conduttive per elettrostimolazione

PG1020	bipolari, doppia connessione a clip, con solette idratibili in daino sintetico
PG1030	monopolari, connessione a clip, con solette idratibili in daino sintetico
PG1021	solette bipolari idratibili in daino sintetico
PG1031	solette monopolari idratibili in daino sintetico



Guanti conduttivi per stimolazione

PG1040/S	misura piccola
PG1040/M	misura media
PG1040/L	misura grande

Adattatori

Adattatori

Adattatore con presa femmina 2mm ed attacco a clip

PG922/2TR colore rosso
PG922/2TN colore nero

Adattatore con presa maschio 2mm ed attacco a clip

PG922/2MR colore rosso
PG922/2MN colore nero

Adattatore con presa femmina 4mm ed attacco a clip

PG922/4TR colore rosso
PG922/4TN colore nero

Adattatore con spinotto maschio 4mm ed attacco a clip

PG922/4MR colore rosso

Adattatore con clip maschio ed attacco a coccodrillo

PG922/MCR colore rosso
PG922/MCN colore nero

Adattatore con presa femmina Ø4mm e spinotto maschio 2 mm

PG922/42R colore rosso
PG922/42N colore nero

Adattatore con presa femmina Ø2mm e spinotto maschio 4 mm

PG922/24R colore rosso
PG922/24N colore nero

Adattatore con clip maschio ed attacco maschio 2mm

PG922/2CR colore rosso
PG922/2CN colore nero

Adattatore "a coccodrillo" per elettrodi a linguetta

F9019R presa femmina 4mm - rosso
F9019N presa femmina 4mm - nero
F90192R presa femmina 2mm - rosso
F90192N presa femmina 2mm - nero

Adattatore per placche riutilizzabili

PG997 da femmina 2mm a maschio 2mm
PG998 da femmina 4mm a maschio 4mm

Adattatore universale per connessione ad elettrodi sia a linguetta sia a clip

F9017W presa femmina 4 mm

Sdoppiatori

Sdoppiatori

Sdoppiatore lunghezza 30 cm
con clip maschio ad una estremità
e doppia clip femmina all'altra

PG365/R colore rosso

PG365/N colore nero

Sdoppiatore lunghezza 30 cm
con presa femmina Ø2 mm ad una estremità
e doppio spinotto maschio Ø2 mm all'altra

PG370/R colore rosso

PG370/N colore nero

Sdoppiatore lunghezza 30 cm
con spinotto Ø2 mm ad una estremità
e doppia presa femmina Ø2 mm all'altra

PG371/N colore nero

PG371/R colore rosso

Sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto
maschio Ø4 mm ad una estremità
e doppia clips femmina all'altra

PG372/R colore rosso

PG372/N colore nero

Sdoppiatore lunghezza 65 cm
con presa femmina Ø4 mm ad una estremità
e doppia clips femmina all'altra

PG373/R colore rosso

PG373/N colore nero

Sdoppiatore lunghezza 65 cm
con presa femmina Ø4 mm ad una estremità
e doppio spinotto maschio Ø4 mm all'altra

PG374/R colore rosso

PG374/N colore nero

Sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto
maschio Ø4 mm ad una estremità
e doppia presa femmina Ø4 mm all'altra

PG375/R colore rosso

PG375/N colore nero

Piastre

Piastre monouso pregellate (elettrodi neutri)

Piastra GEL SOLIDO in FOAM monopartita

F7805	adulti
F7805P	pediatrica
F7805N	neonatale



F7820XL piastra versatile bipartita
con linguetta divisa in due sezioni

piastra Gel solido in Foam bipartita adulti

F7820	adulti
F7820P	pediatrica
F7820N	neonatale

Pinze per Piastre

F7901BSG set di pinza smontata per piastre
asola passacavo 4 x 7 mm

Cavi per piastre

F7902/BLU	cavo per piastre monouso
F7902/S	cavo per piastre in metallo



Manipoli cercapunti per massaggio e stimolazione

Manipoli e relativi accessori



- PG320** manipolo per lifting facciale cerca punti bipolare (riferimento interno) con connettore per elettrodo a vite M 4 - con spina RCA
- PG330** manipolo per lifting facciale cerca punti con riferimento separato e connettore per elettrodo a vite M 4 con spina RCA
- PG330/M4P4** manipolo per lifting facciale cerca punti con presa maschio 4 mm protetto completo di 4 elettrodi: 1 ago corto, 1 ago lungo, 1 a pallina ed 1 a fungo
- PG330/M4PA** manipolo per lifting facciale cerca punti con presa maschio 4 mm protetto completo di 1 elettrodo ad ago corto
- PG330/M4P** manipolo per lifting facciale cerca punti con presa maschio 4 mm protetto senza elettrodi a corredo

- PG326** massa manipolo cercapunti
- PG340** manipolo per lifting facciale con riferimento interno con doppia sfera e attacco doppio spinotto maschio 2 mm
- PG340RGZ** manipolo per lifting facciale con cavo RG senza connettore
- PG321** Elettrodo a fungo per manipolo cercapunti modelli PG320/PG330
- PG322** c.s - ago corto
- PG323** c.s - ago lungo
- PG324** c.s - pallina
- PG325** c.s - a rullo
- PG342** manipolo leggero per stimolazione e/o ricerca dei punti riferimento interno, punta fissa 9 mm completo di spina jack 3,5 mono
- PG342S** manipolo leggero per lifting facciale - riferimento interno, dotato di doppia sfera completo di spina jack 3,5 mono
- PG342RCA** Come PG342 completo di spinotto RCA
- PG342SRCA** Come PG342S completo di spinotto RCA

Manipoli per radiofrequenza

- PG336/32** diametro 32 mm senza connettore
- PG336/50** diametro 50 mm senza connettore

Cavi e Cavetti

"cavetti di collegamento unipolari a clip per elettrodi a snap



lunghezza 60 cm

F9022Z	senza terminale
F9022F4	terminale femmina Ø 4 mm
F9022M2	terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9022M2E	terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9022M4	terminale maschio Ø 4 mm
F9022F2	terminale femmina Ø 2 mm

lunghezza 150 cm

F9032Z	senza terminale
F9032F4	terminale femmina Ø 4 mm
F9032M2	terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9032M2E	terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9032M4	terminale maschio Ø 4 mm
F9032F2	terminale femmina Ø 2 mm

lunghezza 150 cm

F9042Z	senza terminale
F9042F4	terminale femmina Ø 4 mm
F9042M2	terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9042M2E	terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9042M4	terminale maschio Ø 4 mm
F9042F2	terminale femmina Ø 2 mm

colorato con clip stesso colore del cavo

F9122Z	lunghezza 60 cm-senza terminale
F9132Z	lunghezza 150 cm-senza terminale
F9142Z	lunghezza cm 200-senza terminale

I COLORI DEVONO ESSERE SPECIFICATI AL MOMENTO DELL'ORDINE CAVETTI E CLIPS
SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI: BIANCO, ROSSO, NERO, VERDE, BLU, GIALLO, MARRONE E VIOLA



Cavetti di collegamento unipolari con diametro esterno 2,5 mm

con presa femmina 4 mm

F9072F4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9072F4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9073F4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9073F4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9074F4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9074F4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

con spinotto maschio 4 mm

F9072M4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9072M4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9073M4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9073M4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9074M4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9074M4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

Cavetti di collegamento unipolari con diametro esterno 3,8 mm

con presa femmina 4 mm

F9172F4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9172F4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9173F4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9173F4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9071F4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9071F4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

con spinotto maschio 4 mm

F9072M4ZN	lunghezza 100 cm - colore nero
F9072M4ZR	lunghezza 100 cm - colore rosso
F9073M4ZN	lunghezza 150 cm - colore nero
F9073M4ZR	lunghezza 150 cm - colore rosso
F9074M4ZN	lunghezza 200 cm - colore nero
F9074M4ZR	lunghezza 200 cm - colore rosso

F9074M4ZN



Cavi e Cavetti



PG355/15

Cavetti di collegamento flessibili bipolari a clips per elettrodi a snap

- | | |
|----------|--|
| PG350/15 | modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lungh. 150cm e spina Jack mono 3,5mm |
| PG353/15 | modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lungh. 150cm e spina Jack mono 2,5mm |
| PG355/15 | modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lunghezza 150cm e spina RCA |
| PG356/15 | modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) completo di 2 cavetti lungh. 150cm e spina jack stereo 6.3 mm |



PG356/15



PG362

Cavetti multipolari con terminali a clip

cavetti di collegamento con parte principale bipolare lunghezza 150cm con scatola di derivazioni - due derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero

- | | |
|-------------|-------------------------|
| F5302/J35M9 | Jack mono 3,5 mm a 90° |
| F5302/J35M | Jack mono 3,5 mm dritto |
| F5302/RCA | Spina RCA |
| F5302/J6M | Jack mono 6.3 |



F5302/RCA



F5304/J35M9



F5304/J35M

cavetti di collegamento con parte principale bipolare lunghezza 150cm con scatola di derivazioni - quattro derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero

- | | |
|-------------|---|
| F5304/J35M9 | Jack mono 3,5 mm a 90° |
| F5304/J35M | Jack mono 3,5 mm dritto |
| F5304/J | con parte principale multipolare |
| F5304 | come F5304/J con cavo principale bipolare |

Cavi e Cavetti



colori a richiesta

Cavetti tipo piattina con terminali a clip stampati

piattina con 2 clip (rossa e nera)
per elettrodi a snap lunghezza 150 cm

PG 395/15Rx	spina RCA
PG 396/15x	con jack mono 3.5 mm DRITTO
PG 396/15x9	con jack mono 3.5 mm a 90°
PG 396/15JSx	con jack stereo 3.5 mm DRITTO
PG396/15JS9x	con jack stereo 3.5 mm a 90°
PG-396/15x6	con jack mono 6.3 mm
PG396/15JS6x	con jack stereo 6.3 mm
PG 390/15Zx	senza connettore



Cavetti tipo piattina con terminale maschio 2 mm stampato

piattina con 2 terminali maschio 2 mm
(rosso e nero) snap lunghezza 150 cm

PG 391/15Rx	e spina RCA
PG 391/15x	con jack mono 3.5 mm DRITTO
PG-391/15J39x	con jack mono 3.5 mm A 90°
PG 391/15JS3x	con jack stereo 3.5 mm DRITTO
PG 391/15JSx	con jack stereo 3.5 mm a 90°
PG-391/15J6x	con jack mono 6.3 mm
PG 391/15JS6x	con jack stereo 6.3 mm
PG 391/15Zx	senza connettore

Componentistica varia

60506227 Clip parte inferiore acciaio inox
60506226 Clip parte superiore acciaio inox

60506323 Passacavo per cavo Ø 5 mm.
60506204 Passacavo per cavo Ø 7.2 mm.

F-9012/3 Kit composto da 1 clip metallica e da un copri clip plastico colore a scelta - passacavo grande (3.2 mm)

F-9012 Kit composto da 1 clip metallica e da un copri clip plastico colore a scelta - passacavo stretto (2 mm)

60506235 Semiguscio Yok 2 fori
60506212 Semiguscio Yok 4 fori
60506206 Semiguscio Yok senza fori
60506205 Scatolino smontato senza fori

FOLDER FISIO Folder contente i principali accessori per elettrostimolazione

Filato rosetta a metraggio disponibile nei colori: antracite, blu, giallo, viola, marrone, nero, rosso, verde.

Connettori jack



2,5 mm mono



3,5 mm mono



RCA



6,3 mm mono



6,3 mm stereo



3,5 mm -90°

www.fiab.it

*Le informazioni relative ai prodotti contenuti nel presente catalogo/depliant
non sostituiscono quanto riportato sulle schede tecniche dei diversi dispositivi;
si raccomanda quindi di consultare queste ultime per ottenere indicazioni e dati più completi.*



FIAB SpA produce e commercializza da oltre quarant'anni dispositivi medici ed accessori per cardiologia, chirurgia, terapia respiratoria, fisioterapia e beauty care, oltre ad apparecchiature per stimolazione cardiaca e studi elettrofisiologici. Durante gli anni '80 ha assimilato la "CB Bioelettronica", Azienda Italiana leader nel settore della stimolazione temporanea e transesofagea, e nello stesso tempo ha autonomamente sviluppato numerosi nuovi prodotti; il risultato di tutto questo ha portato ad un considerevole ampliamento dei prodotti in catalogo.

La qualità e l'alta tecnologia della produzione nel settore dei Dispositivi Medici fa di FIAB, con i suoi sette stabilimenti di Vicchio nel Mugello, una realtà importante sia a livello nazionale che internazionale nella fornitura di prodotti specialistici e servizi per l'ospedalità Pubblica e Privata; la struttura commerciale dell'Azienda copre tutto il territorio nazionale in maniera capillare ed esporta i propri prodotti in oltre 110 paesi nel mondo.

I Plus aziendali sono sicuramente l'esperienza maturata in anni di collaborazione con numerosissimi specialisti del settore, gli elevati standard qualitativi - legati comunque ad una ottima flessibilità alle esigenze del cliente - ed una importante capacità tecnica e produttiva.

Il sistema di Qualità è certificato dal British Standards Institution (BSI) secondo ISO 13485 e lo schema MDSAP per i requisiti regolatori di Australia, Brasile, Canada, Giappone, USA. I prodotti FIAB sono conformi alle applicabili normative Europee (CE) relative ai dispositivi medici e sotto il controllo dell'Organismo Notificato BSI (2797).



Sede Legale: Via P. Costoli - Sedi Operative: Via Passerini 2,4,6 - Via Giugni, 6 - Via Della Resistenza, 18
Tel. 055 8497962 - 055 8497965 - 055 8497960 - Email: dvind@fiab.it - www.fiab.it



